



Отоскоп ВЕТА 100

Инструкция пользователя

Перед работой с отоскопом ВЕТА 100 VET внимательно прочитайте инструкцию.

Для гарантировано безопасного, надежного и длительного использования рекомендуется работать в соответствии с инструкцией.

Съемная воронка с адаптером

Совместите отоскоп со съемной воронкой посредством адаптера. Поверните кольцо до упора для плотного совмещения. **Одноразовые ушные воронки All Spec** используются только при присоединенном адаптере В-00.11.306.

Воронки Sanalon S

При работе с воронками из этого материала Вам потребуется адаптер G-00.21.214.

При присоединении воронки к адаптеру, следите за полным сопоставлением всех частей. Воронка проворачивается до полной остановки.

Увеличительная оптика

Отоскоп ВЕТА 100 VET включает линзы с увеличением 2,5 х. Линза должна быть полностью закрыта перед проведением пневматического теста с использованием инсuffляционной груши.

Замена лампочки

Внимание: Исправная работа инструмента гарантируется только в случае использования фирменных ламп HEINE Optotechnik.

- Снимите воронку, адаптер и защитный колпачок.
- Открутите лампочку.
- Перед установкой новой лампочки проверьте соответствие вольтжа рукоятки и лампочки.
- Прикрутите новую лампочку.
- Зафиксируйте защитный колпачок на прежнем месте.
- Колпачок предотвращает рассеивание света. Требуется обязательная его фиксация.

Очистка и стерилизация

Отоскоп – обрабатывается газовой стерилизацией.

Обычно, бывает достаточно протирания инструмента не агрессивным очистителем. Замачивание инструмента не допускается. Все многоразовые воронки обрабатываются при помощи обычных средств, кипятятся или дезинфицируются. Они также автоклавируются при 134 °С, если это необходимо.

Дополнительные аксессуары и сменные части

Адаптер для одноразовых воронок AllSpec	В-00.11.306
Адаптер для многоразовых воронок Sanalon S	G-00.21.214
Защитный колпачок для лампочки	В-00.11.212
HEINE XHL галогенная лампа 2,5 В	X-01.88.037
HEINE XHL галогенная лампа 3,5 В	X-02.88.049
Одноразовые наконечники All-Spec	В-00.11.128
Упаковка 1000 штук, дистальный диаметр 2.5 мм	
Одноразовые наконечники All-Spec	В-00.11.127
Упаковка 1000 штук, дистальный диаметр 4 мм	
Инсuffляционная груша	В-00.11.240

По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания на территории России обращайтесь по следующим адресам:

Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

" - "

<http://heine-med.ru/>
info@heine-med.ru

127 238, . , Дмитровское ш. 85
: (495) 902-59-26 ., , (495) 518-55-99

HEINE,

HEINE () -

!

