



Отоскоп HEINE BETA 200 VET Инструкция пользователя

Перед работой с отоскопом внимательно прочитайте инструкцию и, для обращения к ней по мере необходимости, держите её под руками.

Безопасная и надежная работа прибора гарантируется только при использовании его согласно приведенным ниже инструкциям.

Воронка:

Прикрепите воронку (1) к головке отоскопа (2) так, чтобы выступ вошел в отверстие (3). Поверните воронку вправо, чтобы зафиксировать ее.

Увеличительная оптика

Отоскоп BETA 200 VET имеет смотровое окошко (4). Пневматический

инсуффляционный тест можно проводить со смотровым окошком. Смотровое окошко можно повернуть вправо или влево.

Смотровое окошко дает увеличение примерно 2,5 х.

Замена лампочки

Внимание: Исправная работа инструмента гарантируется только в случае использования фирменных галогенных ламп HEINE XHL.

- Отсоедините головку прибора от рукоятки и вытащите использованную лампочку (5), держа ее за нижний конец.
- Перед установкой новой лампы, проверьте, совпадает ли ее вольтаж с вольтажом рукоятки или трансформатора.
- Полностью вставьте лампочку в корпус прибора.

Очистка и стерилизация

Отоскоп: Протрите внешнюю поверхность мягкой тканью, внутреннюю – ватным тампоном, при необходимости смоченном спиртом. Газовая стерилизация запрещена. Не погружайте в жидкость.

Многоразовые воронки SANALON S: Для очистки используйте любой обычные растворы и дезинфицирующие вещества, возможно также кипячение. Можно применять стерилизацию при температуре до 134С.

Запасные части и аксессуары:

Инсуффляционная груша	B-00.11.240
Воронки SANALON S, 61 x 4 мм	G-00.21.210
то же 61 x 6 мм	G-00.21.211
то же 61 x 9 мм	G-00.21.212
1 комплект = 3 ветеринарные воронки	G-00.21.213
Запасная галогенная лампа HEINE XHL 2,5 V	X-01.88.077
Запасная галогенная лампа HEINE XHL 3,5 V	X-02.88.078

Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

"

-

"

<http://heine-med.ru/>
info@heine-med.ru

127 238, . , Дмитровское ш. 85
: (495) 902-59-26 ., , (495) 518-55-99

HEINE,

HEINE () -

!

