

## Осветительная головка HEINE Slit

**Примечание:** *Перед использованием осветительной головки HEINE Slit, внимательно прочитайте инструкцию и для обращения к ней, по мере необходимости, держите её под руками.*

Фирма производитель гарантирует безопасность, надежность и адекватность работы прибора только при условии выполнения всех параметров инструкции, представленных ниже.

### **Колпачки и воронки**

- При установке многоцветных насадок и воронок необходимо проконтролировать полное сопоставление соединительной щели с соответствующей частью Bayonet крепления. После полной установки, прибор необходимо закрепить, повернув кольцо вправо.
- Одноразовые воронки устанавливаются через адаптер.

### **Увеличительная оптика**

На головке устанавливаются линзы, имеющие приблизительное увеличение  $\times 2.5$ . Линзы могут использоваться со всеми типами многоцветных воронок и насадок, исключая 150 мм тубулярную воронку.

### **Замена лампочки**

- Отсоедините головку рукоятки и выдерните лампочку. Постарайтесь действовать осторожно, не прикладывая излишней силы.
- При установке новой лампочки проследите, чтобы вольтаж, указанный на теле лампочки, соответствовал таковому для рукоятки или источника питания.
- Установите новую лампочку на прежнее место.

**Внимание:** *Исправная работа инструмента гарантируется только в случае использования фирменных ламп HEINE Optotechnik.*

### **Очистка и стерилизация**

- Головку инструмента разрешается подвергать стерилизации при температуре 120 °C только после того, как будут отсоединены линзы и лампочка.
- Многоцветные наконечники и воронки очищаются посредством кипячения или обработки в растворе дезинфектанта.
- Воронки входящие в состав набора Sanalos S могут быть простерилизованы при температуре 140 °C, а металлические воронки при температуре 170 °C.

### **Запасные части и аксессуары**

HEINE XHL галогенная лампа 2.5 V	X-01.88.077
HEINE XHL галогенная лампа 3.5 V	X-01.88.078
Увеличительные линзы	G-00.21.209
<b>Адаптер</b>	G-00.21.302
С одноразовыми воронками	
Упаковка 1000 штук одноразовых воронок UniSpec	B-00.11.242
Диаметр 2.5 мм	
Диаметр 4 мм	B-00.11.241
<b>Воронки, покрытые Sanalos S, длиной 40 мм</b>	
Диаметр 2.2 мм	G-00.21.310
Диаметр 2.8 мм	G-00.21.311
Диаметр 3.5 мм	G-00.21.312
Диаметр 4.5 мм	G-00.21.313
Диаметр 5.5 мм	G-00.21.314
1 упаковка = 5 воронок	G-00.21.316
<b>Воронки, покрытые металлом</b>	
Длинной 57 мм., Диаметр 4 мм	G-00.21.330
Длинной 65 мм., Диаметр 6 мм	G-00.21.331
Длинной 90мм., Диаметр 7 мм.	G-00.21.332
<b>Воронки, с металлической щелью</b>	
Длинной 65 мм., Диаметр 6 мм	G-00.21.341
Длинной 90 мм., Диаметр 7 мм	G-00.21.342
Металлическая трубка, длиной 150 мм., диаметром 10 мм.	G-00.21.350
Металлические съемные воронки	G-00.21.360

---

По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания на территории России обращайтесь по следующим адресам:

---

Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

**HEINE** QUALITY  
MADE IN GERMANY

" - "

<http://heine-med.ru/>  
[info@heine-med.ru](mailto:info@heine-med.ru)

127 238, . , Дмитровское ш. 85  
: (495) 902-59-26 ., , (495) 518-55-99

HEINE,

HEINE ( ) -

!

