


**HEINE HSL 150®, alpha+ HSL 150®,  
HSL 10x, Hand-held Slit Lamp  
with Accessories**



**HEINE HSL150®/alpha+ HSL150®, HSL  
10x**

**Ручная щелевая лампа и аксессуары**

**Примечание:** Перед использованием щелевой лампы HEINE HSL150®/alpha+ HSL150® внимательно прочитайте инструкцию и, для обращения к ней по мере необходимости, держите её под руками.

**Меры безопасности:**

**Область применения:**

Данный прибор предназначен только для обследования передних отделов глаза.

**Требования безопасности:** Используйте только источники питания, рекомендованные для медицинских приборов. Напряжение источника питания должно совпадать с вольтажом лампочки. Исправная работа HSL 150/alpha+ HSL 150 гарантируется только в том случае, если используются фирменные принадлежности HEINE. Не используйте HSL 10x как лупу.

Не смотрите на солнце через HSL 10x.

Лупу HSL 10x можно использовать только в том случае, когда она прикреплена к ручной щелевой лампе HEINE HSL 150/ alpha+ HSL 150.

**Функции**

**HSL 150/alpha+ HSL 150:**

С помощью переключателя на HSL 150/alpha+ HSL 150 (6) можно отрегулировать ширину щели. Лупа дает увеличение в левом и правом рабочем положении.

**Лупа HSL 10x:**

Лупа HSL 10x дает увеличение 10x. Прибор используется точно так же, как и без данного аксессуара.


**Использование**

**HSL 150/alpha+ HSL 150 (7):**

- Прикрепите щелевую лампу HSL к рукоятке.
- Поверните лупу (1) влево, чтобы осмотреть правый глаз, и наоборот.

**Примечание:** Исследуйте правый глаз пациента – как и при помощи обычного офтальмоскопа – вашим правым глазом, и наоборот.

- Вы должны находиться на расстоянии 4 см от пациента и под углом в 30° .
- Глядя через лупу, осмотрите глаз сквозь щель, поворачивая рукоятку.



- Чтобы настроить резкость изображение, измените расстояние между HSL и глазом пациента.
- Чтобы выбрать синий фильтр, поверните фильтр (2) на 180 °. Поднимите подставку вверх, чтобы убрать ее.

### Лупа HSL 10x (8):

см. рисунки. . .

### Замена лампочки.

**Примечание: Безопасность и исправная работа прибора гарантируются только при использовании фирменных ламп HEINE.**

- Снимите щелевую лампу HSL с рукоятки.
- Отвинтите коннектор (3) и вытащите лампочку (4).
- Протрите лампочку мягкой, чистой тканью.
- Вставьте новую лампу так, чтобы штырек (5) вошел в углубление.
- Привинтите коннектор обратно.

### Очистка и стерилизация

Для очистки корпуса используйте только ткань, смоченную в мыльной воде или спирте, для очистки стеклянных поверхностей – ткань для очистки оптики. Стерилизуйте только оксидом этилена. Не погружайте в жидкость.

### Аксессуары и запасные части

Галогенная лампа 2,5В HEINE XHL®	<b>X-01.88.098</b>
Галогенная лампа 3,5В HEINE XHL®	<b>X-02.88.099</b>
Фильтр для HSL 150	<b>C-00.14.605</b>
Фильтр alpha+ HSL 150	<b>D-00.81.502</b>
Лупа HSL 10x	<b>C-00.14.606</b>

Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

**HEINE** QUALITY  
MADE IN GERMANY

"

-

"

<http://heine-med.ru/>  
[info@heine-med.ru](mailto:info@heine-med.ru)

127 238, . , Дмитровское ш. 85  
: (495) 902-59-26 ., , (495) 518-55-99

HEINE,

HEINE ( ) -

!

