

# Настольный трансформатор HEINE E 9

## Инструкция пользователя

**Примечание:** Перед использованием Heine E9 внимательно прочитайте инструкцию и, для обращения к ней по мере необходимости, держите её под руками.

### Меры безопасности

#### Область применения:

Трансформатор HEINE E 9 специально разработан как источник питания для работы диагностических инструментов фирмы HEINE с 2,5 V / 3,5 V или 6 V лампочками.

#### Требования безопасности:

- Нельзя вскрывать корпус трансформатора.
- Ремонт может осуществляться только высоко квалифицированным персоналом.
- Основной вольтаж указан на идентификационной пластинке трансформатора, рабочий вольтаж должен соответствовать необходимым параметрам.
- Отключайте трансформатор от сети, если не используете его.
- Трансформатор HEINE E 9 не рекомендуется использовать в помещениях с возможными перепадами напряжения.

#### Установка и использование

- С помощью отвертки или монеты настройте вольтаж на регуляторе (2)
- Подсоедините трансформатор к сетевому питанию.
- Подсоедините кабель инструмента в разъем соединения (1) и включите выключатель(2).
- Отсоединяя кабель инструмента, выдерните его, слегка выкручивая из разъёма соединения.

### Очистка

Перед очисткой отсоедините трансформатор от сети. Обрабатывая корпус трансформатора и шнур соединения, необходимо протереть их мягкой ветошью, смоченной теплой мыльной водой.

### Технические характеристики

Входные параметры

Вольтаж (см. на идентификационной плате)	100В/ 50-60 Гц 120В/60 Гц 240В/ 50-60 Гц
Энергорасход	11VA
Выходящий вольтаж	max. 2.7В/ 3.7В/ 6.5В
Выходящий ток	max.1.7A
Предохранитель	0.05 A slow
Режим работы:	непрерывный
Классификация:	Тип B
Класс безопасности:	II
Размеры	170x110x65 мм
Вес	600 г
Температурный режим работы	+10 - + 40 °C

**Аксессуары и запасные части:**

Рукоятка с кабелем ВЕТА	<b>X-00.99.212</b>
Рукоятка с лампой с выключателем и 6 В лампой	<b>X-04.99.607</b>
То же самое без выключателя	<b>X-04.99.606</b>
Галогенная лампа HEINE XHL 6 V	<b>X-04.88.060</b>
Удлинительный кабель 2 м	<b>C-04.33.206</b>
Кабель с выключателем	<b>X-95.16.202</b>

Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

**HEINE** QUALITY  
MADE IN GERMANY

" - "

<http://heine-med.ru/>  
[info@heine-med.ru](mailto:info@heine-med.ru)

127 238, . , Дмитровское ш. 85  
: (495) 902-59-26 ., , (495) 518-55-99

HEINE,

HEINE ( ) -

!

