

HEINE HKL

Универсальный волоконнооптический осветитель

Примечание: Перед использованием универсального волоконнооптического осветителя HEINE HKL внимательно прочитайте инструкцию и, для обращения к ней по мере необходимости, держите её под руками.

Меры безопасности:

Область применения: Универсальный волоконнооптический осветитель HEINE HKL предназначен для локального освещения во время обследований и операций. Не используйте его для трансиллюминации, не помещайте прямо на кожу пациента.

Требования безопасности: Используйте источники света, рекомендованные для медицинского оборудования.

– Не направляйте свет прямо в глаза пациенту.

– Убедитесь, что осветитель надежно установлен в безопасном месте.

Использование HEINE HKL

Осветитель состоит из двух неподвижных (2/3) и трех подвижных частей (4/5/6).

Подвижную часть можно наклонить в любую сторону, на любой угол не более 180°

Поле освещения можно сфокусировать на любом расстоянии, превышающем 5 см при помощи фокусирующего винта (7).

Очистка и стерилизация.

Для очистки HEINE HKL используйте мягкую ткань, смоченную в мыльной воде, спирте или любом неагрессивном растворе.

Можно провести газовую стерилизацию. Осветитель HEINE HKL нельзя погружать в стерилизующие растворы и автоклавировать.

Технические характеристики

Вес

HKL с креплением на стену:	1415 г
с креплением:	2250 г
Длина гибкого световода:	120 см
Максимальный наклон:	180°
Свет на расстоянии 50 см:	170 мм диам.
Режим работы:	непрерывный

Аксессуары

Крепление	J-00.27.010
Подставка	Y-00.27.011
Мобильный стенд без подставки	Y-96.50.001
Мобильный стенд с подставкой	Y-96.50.002

Product Name: HKL

	Voltage	Fuse
Input	-	No Fuse
Power consumption	-	
Lamp	External light source with fibre optic output	
Classification	Class I, Medical Device Directive 93/42/EEC	
Dimensions	Diameter 28mm	
Weight	1400g	
Temperature	<50°C	
Color Temperature	Depends on light source	
Environment Temperature	10°C to 40°C	

Medtextst.ru

Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

”

-

”

<http://heine-med.ru/>
info@heine-med.ru

127 238, . , Дмитровское ш. 85
: (495) 902-59-26 ., , (495) 518-55-99

HEINE,

HEINE () -

!

