

➤ **Биноккулярные лупы и налобные осветители Heine.**

Идеальный обзор для максимальной точности во время всех процедур.  
Идеально подходят для повседневной работы.

**Ощути разницу.**





## Испытайте Налобный осветитель HEINE® ML 4 LED

Подходит идеально. Обеспечивает прекрасный обзор.

Предназначен для длительных процедур.

Специально разработан для профессионалов, которым нужен идеальный обзор во время длительных хирургических операций и других процедур. Головной обруч имеет несколько узлов для настройки и мягкие подушечки, что обеспечивает максимальный комфорт и прочность посадки осветителя на голове.

**LED HQ**  
LED NOW IN HEINE QUALITY.



**БЕСТСЕЛЛЕР ВСЕХ ХИРУРГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ**

● Выберите свой источник питания. Беспроводной, крепящийся на головном обруче (UNPLUGGED), или переносной блок питания (mPack) (см. стр 6).

● Подходит идеально. Имеет несколько узлов регулировки.

● Изображение без теней, благодаря компактной коаксиальной конструкции.

● Регулируемый размер пятна. Например, от 30 до 80 мм при рабочем расстоянии 420 мм, для оптимального поля зрения.

● Уникальный светодиод HEINE LED<sup>HQ</sup>. 65000 Люкс. Гомогенный свет. Передача естественных цветов.

● Крепление лупы i-View. Для любого угла обзора. С функцией откидывания.



> For ordering information, please see the last page or visit [www.heine.com](http://www.heine.com)



## Испытайте HEINE® LoupeLight 2

Ярче. Светлее. С повышенной функциональностью.

**НАИБОЛЬШЕЕ ДОВЕРИЕ СТОМАТОЛОГОВ И ЛОР-ВРАЧЕЙ**

**LED<sup>HD</sup>**  
LED NOW IN HEINE QUALITY.

**NEW!**



● Крепление лупы i-View. Для любого угла обзора. С функцией откидывания.

● Алюминиевый корпус. Эксклюзивный. Лёгкий. Долговечный.



**NEW!** mPack mini.  
Меньше. Легче.  
Зарядка от USB.  
Рабочее время 9 часов.

**NEW!** Сменный соединительный кабель с высоко-качественным защищенным от брызг резьбовым соединением.

● Изображение без теней, благодаря компактной коаксиальной конструкции.

Уникальный светодиод HEINE LED<sup>HD</sup>  
**NEW!** 55,000 Люкс. Гомогенный свет. Передача естественных цветов.

> For ordering information, please see the last page or visit [www.heine.com](http://www.heine.com)

## HEINE® MicroLight 2

Сверхлёгкий. Универсальный. Без увеличения.



MicroLight 2  
на оправе S-FRAME



MicroLight 2 на  
легком обруче







## Испытайте бинокулярные лупы HEINE®

Высокое разрешение. Четкое изображение. Разное увеличение.

- Оптимальная лупа так же индивидуальна, как и ваша работа. Оптика HEINE HEIGH TECH предлагает большое разнообразие луп для удовлетворения ваших индивидуальных потребностей (см стр 6)
- Почувствуйте разницу в том, что вы меньше устаёте, даже во время длительных процедур.
  - Четкое изображение с высоким разрешением.
  - Большое поле зрения
  - Гомогенное увеличение
  - Легкий вес
  - Ахроматическая оптика с многослойным покрытием, выполненная по технологии HR.
  - Призматическая оптика высокого разрешения (HRP)



- **Уникальное крепление лупы i-View HEINE.**  
Гарантия коаксиального изображения без теней благодаря регулируемому углу обзора.




- **Функция откидывания.**  
Возможность откидывания оптики вверх, чтобы получить изображение истинной величины.

### ОПТИМАЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ


ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ: ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО УВЕЛИЧЕНИЯ...



Без света и без увеличения



Под освещением и увеличением лупы подобного класса другого производителя



● Под бинокулярными лупами HEINE 2,5x и LoupeLight 2



## Испытайте уникальный светодиод HEINE LED<sup>HQ</sup>

### Яркий. Гомогенный. Передающий естественные цвета.

LED HEINE – это не просто LED. Ощутите пять важных отличий качества HEINE

LED<sup>HQ</sup> для идеального освещения во время ежедневной работы.



#### ОПТИМАЛЬНАЯ ЯРКОСТЬ

55,000 – 65,000 Люкс, на наших осветителях мы доказали оптимальную яркость, что позволит вам обнаружить даже самые незаметные аномалии.



#### ПОЛНАЯ ГОМОГЕННОСТЬ

Коаксиальное, абсолютно яркое и однородное световое пятно.

CRI  
90

#### ПЕРЕДАЧА ЕСТЕСТВЕННЫХ ЦВЕТОВ

Сравнимая с передачей цветов при дневном свете, индекс цветопередачи (CRI) равен 90: Красное отображается красным, синее — синим.



#### ИДЕАЛЬНЫЙ СПОСОБ КОНТРОЛЯ ЗА ТЕМПЕРАТУРОЙ

Компактный эргономичный дизайн, с теплопроводящим покрытием и алюминиевой теплопоглощающей конструкцией, обеспечивает оптимальную работу светодиодов и срок эксплуатации.

LONG  
LIFE

#### НЕОГРАНИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Интегрированные светодиоды HEINE LED<sup>HQ</sup> в осветители и лупы HEINE обладают неограниченным сроком службы и не требуют технического обслуживания.

LED<sup>HQ</sup>

LED NOW IN HEINE QUALITY.

## ИДЕАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ




... И ЯРКОГО ГОМОГЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПЕРЕДАЧИ ЕСТЕСТВЕННЫХ ЦВЕТОВ



Без света и без  
увеличения



Под освещением и  
увеличением лупы  
подобного класса  
другого производителя



Под  
бинокулярными  
лупами HEINE 2,5x  
и LoupeLight 2

LED<sup>HQ</sup>

LED NOW IN HEINE QUALITY.

# Испытайте вашу идеальную комбинацию

**NEW!**

Лишь за 4 шага, подберите вашу идеальную комбинацию.



S-FRAME

1



Шлем Professional L

## СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ

Легкая, не вызывающая усталости, комбинация для профессионалов.

2



HR 2.5x/340mm



HR 2.5x/420mm



HR 2.5x/520mm



HRP 3.5x/420mm



HRP 4x/340mm



HRP 6x/340mm

## УВЕЛИЧЕНИЕ И РАБОЧАЯ ДИСТАНЦИЯ

Выберите наименьшее увеличение, соответствующее вашим требованиям. Чем меньше увеличение, тем легче использовать лупы, из-за большего поля зрения и более оптимальной глубины фокуса. Рабочее расстояние зависит от личных предпочтений.

3



LED NOW IN HIGHER QUALITY.

## ОСВЕЩЕНИЕ

LoupeLight 2 или ML 4 LED



LoupeLight 2  
для S-FRAME

Компактный и лёгкий.  
Коаксиальное освещение.  
55,000 Люксов



Налобный осветитель ML 4  
LED для Шлема Professional L

Коаксиальное освещение.  
Возможность выбора  
источника питания.  
65,000 Люксов

4

## ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ



mPack mini  
Переносной  
блок питания



mPack  
Переносной  
блок питания



mPack UNPLUGGED  
Беспроводной,  
крепящийся на  
головном обруче

For more  
information,  
please  
contact us!

# ОЩУТИТЕ ИСТИННУЮ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

Информация для заказа

**ИДЕАЛЬНЫЙ ВИД**

Налобный осветитель **ML 4 LED на Шлеме Professional L** с HR бинокулярными лупами и Защитным щитком S-GUARD

J-008.31.441

**NEW!**  
MicroLight 2  
на легком обруче

J-008.31.277

Налобный осветитель ML 4 LED на Шлеме Professional L

J-008.31.416

**NEW!**  
LoupeLight 2 на S-FRAME с HR бинокулярными лупами

C-008.32.451

**NEW!**  
LoupeLight 2 на S-FRAME с HRP бинокулярными лупами

C-008.32.453



## Наши наборы, заслужившие наибольшее доверие:

### ЛУПЫ И ОСВЕТИТЕЛИ

Налобный осветитель ML 4 LED, оптика HR/HRP с i-View и S-GUARD, на Шлеме Professional L, mPack с трансформатором, чистящая жидкость

с бинокулярной лупой HR 2,5 x/ рабочее расстояние 420 мм

J-008.31.441

с бинокулярной лупой HRP 3,5 x/ рабочее расстояние 420 мм

J-008.31.442

**NEW!** LED LoupeLight 2 с бинокулярными лупами HR/HRP с i-View на S-FRAME, съемный желтый фильтр, mPack mini, зажим для крепления mPack mini к поясному ремню, штетсельный трансформатор E 4-USB, защитные линзы, 2 стерилизуемых рычажка, шнур, чистящая жидкость в кейсе

с бинокулярной лупой HR 2,5 x/ рабочее расстояние 420 мм

C-008.32.451

с бинокулярной лупой HRP 3,5 x/ рабочее расстояние 420 мм

C-008.32.453

### ОСВЕТИТЕЛИ

Налобный осветитель ML 4 LED на Шлеме Professional L с настенным трансформатором EN 50 UNPLUGGED, 2 x mPack UNPLUGGED

J-008.31.416

**NEW!** MicroLight 2 на легком обруче с mPack mini, зажимом для крепления mPack mini к поясному ремню, штетсельным трансформатором E 4-USB, шнуром и чистящей жидкостью, в кейсе

J-008.31.277

### ЛУПЫ

Наборы бинокулярных луп с i-View на S-FRAME, защитными линзами, 2 стерилизуемых поворачивающихся рычажка, шнур, чистящая жидкость, ткань для очистки в кейсе для переноски

с бинокулярной лупой HR 2,5 x/ рабочее расстояние 420 мм

C-000.32.356

с бинокулярной лупой HRP 4 x/ рабочее расстояние 340 мм

C-000.32.431



Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

**HEINE** QUALITY  
MADE IN GERMANY

"

-

"

<http://heine-med.ru/>  
[info@heine-med.ru](mailto:info@heine-med.ru)

: (495) 902-59-26 .. , (495) 518-55-99

HEINE,

HEINE ( ) -

!

