

Щелевая лампа HEINE HSL 150®

Для исследования переднего сегмента глаза



- ∴ Плавная регулировка щели
- ∴ Голубой фильтр
- ∴ Идеально для выезда на дом

Компактная и легкая щелевая лампа — идеальный вариант для тех ситуаций, когда щелевая лампа больших размеров недоступна или ее просто нет под рукой. Предназначена для исследования переднего сегмента глаза у людей и у животных.

- ∴ Размер щели регулируется от 0,2x10 до 4x14 мм.
- ∴ Шестикратное увеличение.
- ∴ Голубой интерференционный фильтр (FITC) для исследования роговицы.
- ∴ Оптика с мультипокрытием для максимальной передачи света.
- ∴ 2,5 и 3,5 В ксенон-галогеновая технология для яркого белого света, соизмеримого с освещением классической щелевой лампы.
- ∴ Инструментальная головка HSL 150 весит всего 70 г.

| Щелевая лампа HSL 150 | 2,5 В | 3,5 В |
|---|--------------|--------------|
| Без рукоятки | C-001.14.602 | C-002.14.602 |
| Ксенон-галогеновая лампа | X-001.88.098 | X-002.88.099 |
| Сменный дополнительный фильтр для HSL 150 | C-000.14.605 | |

Дополнительная лупа HEINE HSL 10x®

Дополнительная лупа для 10-кратного увеличения



Применяется со щелевой лампой HSL 150. Дополнительное оптическое увеличение для четкого и чистого изображения.

- ∴ Дескратное увеличение в комбинации со щелевой лампой HSL 150.
- ∴ Увеличение рабочего расстояния между пациентом и исследователем.
- ∴ Большое поле зрения.
- ∴ Мягкий эластомер для фиксации инструмента на брови и защиты очков у исследователей.

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Присоединяющаяся лупа HSL 10x | C-000.14.606 |
|-------------------------------|--------------|

Наборы щелевых ламп HEINE HSL 150®



[01]





[02]



Набор включает: щелевую лампу HSL 150 и рукоятку **BETA SLIM**.

| Наборы щелевых ламп HSL 150 | 2,5 В | 3,5 В |
|--|---------------------|---------------------|
| Батарейная рукоятка BETA SLIM, мягкий кейс без запасной лампы [01] | C-252.10.105 | |
| То же, но с дополнительной лупой HSL 10x, запасная лампа, твердый кейс [02] | C-268.10.105 | |
| Перезаряжаемая рукоятка BETA SLIM с зарядным блоком NT 300, запасная лампа, твердый кейс | | C-266.20.470 |
| То же, но с дополнительной лупой HSL 10x | | C-268.20.470 |

Набор включает: щелевую лампу HSL 150 и рукоятку **BETA**, твердый кейс.

| Наборы щелевых ламп HSL 150 | 2,5 В | 3,5 В (NiMH) | 3,5 В  |
|---|---------------------|---------------------|---|
| Батарейная рукоятка BETA | C-265.10.118 | | |
| То же, но с дополнит. лупой HSL 10x | C-267.10.118 | | |
| Перезаряжаемая рукоятка BETA R | | C-265.20.376 | C-265.27.376 |
| То же, но с дополнит. лупой HSL 10x | | C-267.20.376 | C-267.27.376 |
| Перезаряжаемая рукоятка BETA TR с трансформатором | | C-265.20.384 | C-265.27.384 |
| То же, но с дополнит. лупой HSL 10x | | C-267.20.384 | C-267.27.384 |
| Перезаряжаемая рукоятка BETA NT с зарядным блоком NT 300 | | C-265.20.420 | |
| То же, но с дополнит. лупой HSL 10x | | C-267.20.420 | |
|  Перезаряжаемая рукоятка BETA L с зарядным блоком NT 300 | | | C-265.29.420 |
| То же, но с дополнительной лупой HSL 10x | | | C-267.29.420 |

 Перезаряжаемая рукоятка с индикатором заряда на нижнем модуле.

Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

" - "

<http://heine-med.ru/>
info@heine-med.ru

127 238, . , Дмитровское ш. 85
: (495) 902-59-26 ., , (495) 518-55-99

HEINE,

HEINE () -

!

