
















Как выбрать офтальмоскоп? Прямые офтальмоскопы HEINE - сравнительная таблица

| |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BETA 200S LED | BETA 200S | BETA 200 LED | BETA 200 | K 180 | mini 3000 | mini 3000 LED |
| | NEW | ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ПРЯМОГО ОФТАЛЬМОСКОПА | NEW | ЛУЧШИЙ ОФТАЛЬМОСКОП ПРЕВОСХОДНОГО КАЧЕСТВА | ЭКОНОМИЧНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ОФТАЛЬМОСКОПА BETA 200 | КАРМАННЫЙ ВАРИАНТ | КАРМАННЫЙ ВАРИАНТ |
|  LED NOW IN HEINE QUALITY. LED Светодиодное освещение - светодиод | + | | + | | | | + |
| XHL Ксенон-галогеновое освещение - ксенон | | + | | + | + | + | |
| Асферическая | + | + | + | + | | | |
| Стандартная | | | | | + | + | + |
| Апертуры |  |  |  |  |  |  |  |
| | *Кобальтовый голубой фильтр *фиксационная звезда с линейкой *большой круг *малый круг *точка * щель * полукруг | *Кобальтовый голубой фильтр *фиксационная звезда с линейкой *большой круг *малый круг *точка * щель * полукруг | *Щель *фиксационная звезда с линейкой *кобальтовый голубой фильтр *большой круг *малый круг *полукруг | *Щель *фиксационная звезда с линейкой *кобальтовый голубой фильтр *большой круг *малый круг *полукруг | *Щель *фиксационная звезда с линейкой *кобальтовый голубой фильтр *большой круг *малый круг | *Большой круг *малый круг *фиксационная звезда с линейкой *полукруг | *Большой круг *малый круг *фиксационная звезда с линейкой *полукруг |
| Бескрасный» фильтр на все апертуры | + | + | + | + | + | + | + |
| Диапазон | от -36 до + 38 | от -36 до + 38 | от -35 до + 40 | от -35 до + 40 | от -35 до + 40 | от -20 до + 20 | от -20 до + 20 |
| Количество линз | 74 | 74 | 28 | 28 | 28 | 18 | 18 |
| Шаг в одну диоптрию | + | + | | | | | |
| Пыленепроницаемый корпус | + | + | + | + | | | |
| Пылезащищенный корпус | | | | | + | + | + |
| Металлическая рама | + | + | + | + | | | |
| Профессиональный | + | + | + | + | + | | |
| Компактный | | | | | | + | + |
| Рукоятка батарейная BETA XHL 2,5В | | + | + | + | + | + | + |
| Рукоятка перезаряжаемая BETA R XHL 3,5В | | + | | + | + | | |
| Рукоятка перезаряжаемая BETA TR XHL 3,5В | + | + | + | + | + | | |
| Рукоятка перезаряжаемая BETA NT XHL 3,5В Блок зарядный настольный NT300 | | + | | + | + | | |
| Рукоятка перезаряжаемая BETA L XHL 3,5В Блок зарядный настольный NT300 | | + | | + | + | | |
| Рукоятка перезаряжаемая BETA TR (4USB) XHL 3,5В | | + | | + | + | | |
| Рукоятка перезаряжаемая BETA 4NT XHL 3,5В Блок зарядный настольный NT4 | + | + | + | + | + | | |