

Адаптер HEINE F.O. Инструкция пользователя

Примечание: Перед использованием Адаптера внимательно прочтайте инструкцию и для обращения к ней по мере необходимости, держите её под руками.

Очистка и стерилизация

Протрите тканью, смоченной в спирте или мыльной воде. Возможна газовая стерилизация. Не рекомендуется автоклавирование и погружение в жидкость. Для очистки стеклянных поверхностей протрите их ватным тампоном, смоченным в спирте.

Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

<http://heine-med.ru/>
info@heine-med.ru

127 238, . , Дмитровское ш. 85

: (495) 902-59-26 ., , (495) 518-55-99

HEINE,

,
HEINE () -

,
!

