

· HEINE OPTOTECHNIK

Рабочее место врача-педиатра



⚡ Рабочее место врача-педиатра

Комплектация, о которой вы мечтали

[01]

ОСВЕТИТЕЛЬ ГОРЛА СО ШПАТЕЛЯМИ

[02]

ОСВЕТИТЕЛЬ НОСА/ОТОСКОП ВЕТА 100
С УНИВЕРСАЛЬНОЙ НОСОВОЙ
ВОРОНКОЙ

[03]

РУКОЯТКА ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ

[04]

ДИСПЕНСЕР УШНЫХ ВОРОНОК
С ВОРОНКАМИ

[05]

СФИГМОМАНОМЕТР GAMMA XXL LF-W



∴ Инструменты класса Премиум





Доступны для работы каждому врачу



Благодаря современной разработке инструменты всегда готовы к работе.

Вы имеете систему, которая позволит вам использовать три различных инструмента.

Комбинация с диспенсером ушных воронок AllSpec и сфигмоманометром GAMMA XXL LF-W обеспечивает полное рабочее место, удовлетворяющее требованиям врача.



ОСВЕТИТЕЛЬ ГОРЛА
СО ШПАТЕЛЯМИ

- ✶ **XHL ксенон-галогеновая технология.** Концентрированное освещение ротовой полости и горла.
- ✶ **Световод для лампы.** Защита пациента от избытка света и тепла.
- ✶ **Сбрасыватель шпателей.** Отсутствие контакта со шпателем после работы.
- ✶ **Гигиеничные и прочные шпатели.**

ОСВЕТИТЕЛЬ НОСА/ОТОСКОП
BETA 100 С УНИВЕРСАЛЬНОЙ
НОСОВОЙ ВОРОНКОЙ

- ✶ **Цельнометаллическая конструкция,** исключительно прочная и надежная.
- ✶ **XHL ксенон-галогеновая технология** обеспечивает яркий свет, без теней и рефлексов.
- ✶ **Обзорное окно с трехкратным увеличением.** Большое, четкое и неискаженное изображение.
- ✶ **Универсальная носовая воронка** симметрично открывается в диапазоне от 2,5 до 15 мм.

СФИГМОМАНОМЕТР
GAMMA XXL LF-W

- ✶ **Прочная поликарбоневая конструкция** обеспечивает бесперебойную работу даже при нагрузке в крупных госпиталях.
- ✶ **Высококачественный индикатор** точно откалиброван и надежен.
- ✶ **Защита от избытка давления.** Гарантия достоверности показаний.
- ✶ **Без латекса**
- ✶ **Манжеты различных размеров,** предназначенные для детей

[ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА]

Рабочее место врача-педиатра / Настенный вариант	W-102.00.001
В составе:	
Базовый блок с двумя рукоятками	X-095.12.110
Дополнительный блок с одной рукояткой	X-095.12.135
Осветитель носа/отоскоп BETA 100	B-002.11.527
Универсальная носовая воронка Specula	B-000.11.239
Осветитель горла со сбрасывателем шпателей	B-002.12.305
Упаковка одноразовых шпателей, 100 шт.	B-000.12.304
Диспенсер одноразовых воронок AllSpec	B-000.11.146
Одноразовые ушные воронки Specula (упаковка 1000 шт., ø 2,5 мм, детские)	B-000.11.242
Сфигмоманометр GAMMA XXL LF-W с детской манжетой	M-000.09.323



Компания HEINE не идет ни на какие компромиссы при производстве высококачественных медицинских инструментов. Наша приверженность вертикальной интеграции в производстве означает, что мы управляем всеми аспектами качества наших инструментов, от использования тщательно подобранных, гармонирующих между собой материалов до высокого уровня ручной сборки. Это гарантирует, что каждый инструмент HEINE отвечает или превышает все требования в любой медицинской среде. Мы подтверждаем данное утверждение пятилетней гарантией!

[ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА]

Рабочее место врача-педиатра / Настольный вариант **W-102.00.002****В составе:**

Осветитель носа/отоскоп BETA 100	B-002.11.527
Перезаряжаемая рукоятка BETA NT	X-002.99.411
Универсальная носовая воронка Specula	B-000.11.239
Одноразовые ушные воронки Specula (упаковка 1000 шт., ø 2,5 мм, детские)	B-000.11.242
Осветитель горла со сбрасывателем шпателей	B-002.12.305
Перезаряжаемая рукоятка BETA NT	X-002.99.411
Упаковка одноразовых шпателей, 100 шт.	B-000.12.304
Зарядный блок NT 300	X-002.99.495

Дополнительно

Стетоскоп GAMMA 3.3	M-000.09.943
Сфигмоманометр GAMMA G5 с детской манжетой	M-000.09.231

Рабочее место врача-педиатра / Портативный вариант **W-102.00.003****В составе:**

Осветитель носа/отоскоп K 100	B-001.11.576
Многоразовая носовая воронка Specula (ø 10 мм)	B-000.11.220
Одноразовые ушные воронки Specula (упаковка 1000 шт., ø 2,5 мм, детские)	B-000.11.242
Осветитель горла со сбрасывателем шпателей	B-001.12.305
Батарейная рукоятка BETA	X-001.99.118
Упаковка одноразовых шпателей, 100 шт.	B-000.12.304
Твердый кейс	B-241.00.000




Дополнительно

Стетоскоп GAMMA 3.3	M-000.09.943
Сфигмоманометр GAMMA G5 с детской манжетой	M-000.09.231



⌘ **Рабочее место врача-педиатра**
Комплектация, о которой вы мечтали

⌘ **Инструменты класса Премиум**
Доступны для работы каждому врачу



[01]
ОСВЕТИТЕЛЬ ГОРЛА СО ШПАТЕЛЬЯМИ

[02]
ОСВЕТИТЕЛЬ НОСА/ОТОСКОП BETA 100
С УНИВЕРСАЛЬНОЙ НОСОВОЙ
ВОРОНКОЙ

[03]
РУКОЯТКА ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ

[04]
ДИСПЕНСЕР УШНЫХ ВОРОНОК
С ВОРОНКАМИ

[05]
СФИГМОМАНОМЕТР GAMMA XXL LF-W



Благодаря современной разработке инструменты всегда готовы к работе.

Вы имеете систему, которая позволит вам использовать три различных инструмента.

Комбинация с диспенсером ушных воронок AllSpec и сфигмоманометром GAMMA XXL LF-W обеспечивает полное рабочее место, удовлетворяющее требованиям врача.

ОСВЕТИТЕЛЬ ГОРЛА
СО ШПАТЕЛЬЯМИ

⌘ **XHL ксенон-галогеновая технология.**
Концентрированное освещение ротовой полости и горла.

⌘ **Световод для лампы.** Защита пациента от избытка света и тепла.

⌘ **Сбрасыватель шпателей.**
Отсутствие контакта со шпателем после работы.

⌘ **Гигиеничные и прочные шпатели.**

ОСВЕТИТЕЛЬ НОСА/ОТОСКОП
BETA 100 С УНИВЕРСАЛЬНОЙ
НОСОВОЙ ВОРОНКОЙ

⌘ **Цельнометаллическая конструкция,**
исключительно прочная и надежная.

⌘ **XHL ксенон-галогеновая технология** обеспечивает яркий свет,
без теней и рефлексов.

⌘ **Обзорное окно с трехкратным увеличением.** Большое, четкое
и неискаженное изображение.

⌘ **Универсальная носовая воронка**
симметрично открывается
в диапазоне от 2,5 до 15 мм.

СФИГМОМАНОМЕТР
GAMMA XXL LF-W

⌘ **Прочная поликарбонковая конструкция** обеспечивает бесперебойную работу даже при нагрузке в крупных госпитальных.

⌘ **Высококачественный индикатор**
точно откалиброван и надежен.

⌘ **Защита от избытка давления.**
Гарантия достоверности показаний.

⌘ **Без латекса**

⌘ **Манжеты различных размеров,**
предназначенные для детей

[ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА]

Рабочее место врача-терапевта (настенный вариант)

Базовый блок с двумя рукоятками	X-095.12.110
Дополнительный блок с одной рукояткой	X-095.12.135
Осветитель носа/отоскоп BETA 100	B-002.11.527
Универсальная носовая воронка Specula	B-000.11.239
Осветитель горла со сбрасывателем шпателей	B-002.12.305
Упаковка одноразовых шпателей, 100 шт.	B-000.12.304
Диспенсер одноразовых воронок AllSpec	B-000.11.146
Одноразовые ушные воронки Specula (упаковка 1000 шт., ø 2,5 мм)	B-000.11.242
Сфигмоманометр GAMMA XXL LF-W с детской манжетой	M-000.09.323

“ - ”

<http://heine-med.ru/>
info@heine-med.ru

127 238, . , Дмитровское ш. 85
: (495) 902-59-26 ., , (495) 518-55-99

HEINE,

HEINE ()-

!

