



Сравнение размеров HEINE mPack LL/mPack mini

HEINE mPack mini

Компактный и легкий источник питания для LoupeLight 2 и MicroLight 2

НОВИНКА: компактность и легкость. Вес составляет всего лишь 81 г, а габариты — 44 x 23 x 101 мм.

НОВИНКА: стандартное время работы — 9 часов. (Непрерывная работа на полной мощности — 4 часа.)

НОВИНКА: mPack mini абсолютно спокойно можно заряжать от любого разъема USB или другого источника питания USB. Встроенный модуль гальванического разделения защищает батарею и пользователя от последствий неисправной подачи энергии. Стандартное время зарядки — 4 часа.

Литий-ионная технология: отсутствие «эффекта памяти». Не беспокойтесь об уровне заряда или состоянии батареи.

Свобода от проводов, которые привязывают пользователя к настольному, настенному или стационарному источнику питания.

Индикатор заряда. Отображает оставшийся заряд батареи с помощью трех светодиодов.

Плавная регулировка интенсивности освещения. Оптимальная настройка яркости в диапазоне от 3 до 100 % сокращает количество бликов.

Более подробную информацию см. на странице 133.

Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

"

-

"

<http://heine-med.ru/>
info@heine-med.ru
: (495) 902-59-26 .., , (495) 518-55-99

HEINE,

HEINE () -

!

