

Портативный осветитель HEINE® mini-c Clip Lamp

Компактный и долговечный портативный диагностический осветитель



Прочный и долговечный портативный диагностический осветитель в компактной современной конструкции с хромированной головкой. Яркий направленный свет обеспечивается благодаря применению уникальной ксенон-галогеновой лампы-линзы XHL.

Используется только с батарейной рукояткой mini-c. Рукоятка mini-c несовместима с инструментами серии mini3000. Рукоятка поставляется в черном или синем цветах.

- ✦ Лампа-клипса с наконечником для освещения слухового прохода применяется в ото-пластике. Наконечник для освещения слухового прохода позволяет убедиться, что слуховой аппарат установлен правильно.
- ✦ Компактный эффективный осветитель овальной формы. Удобно помещается в руке.
- ✦ Высококачественная рукоятка: хромированная верхняя часть/качественный пластик. Ударопрочная, крепкая и нескользкая.
- ✦ Клипса со встроенным включателем/выключателем (On/Off). Надежна. Выключается автоматически при помещении инструмента в карман. Гарантия 20 000 циклов включения/выключения.
- ✦ Возможность замены батарей. Тип AAA.
- ✦ Запатентованный дизайн.

Портативный осветитель mini-c Clip Lamp	2,5 В XHL
С батарейной рукояткой (в блистерной упаковке) [01]	D-001.73.109
С наконечником для освещения слухового прохода и батарейной рукояткой (в блистерной упаковке) [02]	D-001.73.103
Наконечник для освещения слухового прохода для осветителя mini-c Clip Lamp, 6 шт. в блистерной упаковке [03]	D-000.73.105
Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL	X-001.88.108



Портативные инструменты HEINE mini3000 — это большой ассортимент качественных портативных диагностических инструментов. Поставляется в черном или синем цветах. Головки портативных осветителей HEINE mini3000 Clip Lamp и mini-c Clip Lamp доступны только в хромированном варианте. При заказе необходимо отметить предпочтительный цвет. Если вариант цвета не указан, мы поставим инструменты черного цвета.

Портативный осветитель HEINE mini3000® Clip Lamp

Компактный и долговечный портативный диагностический осветитель



- ❖ Долговечный диагностический осветитель
- ❖ Автоматическое выключение
- ❖ Дополнительная перезаряжаемая рукоятка



Прочный и долговечный портативный диагностический осветитель в компактной современной конструкции с хромированной головкой. Яркий направленный свет обеспечивается благодаря применению уникальной ксенон-галогеновой лампы-линзы XHL.

Можно использовать только с рукоятками mini 3000. Рукоятка поставляется в черном или синем цветах.

- ❖ **Компактный эффективный осветитель овальной формы.** Удобно помещается в руке.
- ❖ **Две части: рукоятка и головка.** Легкость в обслуживании и подвижная конструкция. Совместимость с другими инструментальными головками mini3000.
- ❖ **Улучшенная ксенон-галогеновая (XHL) лампа-линза обеспечивает на 100 % больше света** по сравнению с обычными лампами. Яркий сфокусированный свет.
- ❖ **Высококачественная рукоятка: хромированная верхняя часть/качественный пластик.** Ударопрочная, крепкая и нескользкая.
- ❖ **Клипса со встроенным включателем/выключателем (On/Off).** Надежна. Выключается автоматически при помещении инструмента в карман. Гарантия 20 000 циклов включения/выключения.
- ❖ **Возможность замены батарей.** Тип AA или дополнительный перезаряжаемый аккумулятор с настольным зарядным блоком mini NT *
- ❖ **Наконечник для освещения слухового прохода применяется в отопластике [02].** Наконечник для освещения слухового прохода позволяет убедиться, что слуховой аппарат установлен правильно.

Портативный осветитель mini3000 Clip Lamp	2,5 В XHL
С батарейной рукояткой mini 3000 [01]	D-001.73.131
Без рукоятки	D-001.73.130
Наконечник для освещения слухового прохода для лампы mini3000 Clip Lamp, 6 шт. в блистерной упаковке [02]	D-000.73.105
Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL	X-001.88.107



* Информацию о преобразовании батарейной рукоятки mini 3000 в перезаряжаемую с зарядным блоком mini NT см. на странице 128.

Портативные инструменты HEINE mini3000 — это большой ассортимент качественных портативных диагностических инструментов. Поставляется в черном или синем цветах. Головки портативных осветителей HEINE mini3000 Clip Lamp и mini-c Clip Lamp доступны только в хромированном варианте. При заказе необходимо отметить предпочтительный цвет. Если вариант цвета не указан, мы поставим инструменты черного цвета.

Портативный осветитель HEINE mini3000® Combi Lamp

Портативный универсальный осветитель со встроенным держателем шпателя



[01]

Прочный и долговечный портативный диагностический осветитель в компактной современной конструкции. Яркий направленный свет обеспечивается благодаря применению уникальной ксенон-галогеновой лампы-линзы XHL.

Можно использовать только с рукоятками mini 3000.
Поставляется в черном или синем цветах.

- ✦ **Многофункциональность.** Может быть использован в качестве общего осветителя, а также в качестве держателя шпателя с подсветкой, используемого для деревянных шпателей и одноразовых шпателей HEINE.
- ✦ **Две части: рукоятка и головка.** Легкость в обслуживании и подвижная конструкция. Совместимость с другими инструментальными головками mini3000.
- ✦ **Улучшенная ксенон-галогеновая (XHL) лампа-линза обеспечивает на 100 % больше света** по сравнению с обычными лампами. Яркий сфокусированный свет.
- ✦ **Высококачественная рукоятка: хромированная верхняя часть/качественный пластик.** Ударопрочная, крепкая и нескользкая.
- ✦ **Клипса со встроенным включателем/выключателем (On/Off).** Надежна. Выключается автоматически при помещении инструмента в карман. Гарантия 20 000 циклов включения/выключения.
- ✦ **Возможность замены батарей.** Тип AA или дополнительный перезаряжаемый аккумулятор с настольным зарядным блоком mini NT *.

Портативный осветитель mini3000 Combi Lamp	2,5 В XHL
С батарейной рукояткой mini 3000, с 5 одноразовыми шпателями и батарейками	D-001.76.120
Без рукоятки	D-001.76.101
Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL	X-001.88.107
Упаковка из 100 одноразовых шпателей [01]	B-000.12.304



* Информацию о преобразовании в перезаряжаемый инструмент при помощи настольного зарядного блока mini NT см. на странице 128.



Портативные инструменты HEINE mini3000 — это большой ассортимент качественных портативных диагностических инструментов. Поставляется в черном или синем цветах. При заказе необходимо отметить предпочтительный цвет. Если вариант цвета не указан, мы поставим инструменты черного цвета.

Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

"

-

"

<http://heine-med.ru/>
info@heine-med.ru

: (495) 902-59-26 .. , (495) 518-55-99

HEINE,

HEINE () -

!

