

Держатель шпателя

Для деревянных шпателей



- ✦ Ксенон-галогеновая технология XHL. Направленное освещение ротовой полости и глотки.
- ✦ Световод для лампы. Защита пациента от ослепления.

Держатель шпателя	2,5 В XHL	3,5 В XHL
Для деревянных шпателей, без рукоятки	B-001.12.302	B-002.12.302
Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL	X-001.88.037	X-002.88.049
Запасной световод для лампы [01]		B-000.12.308

Держатель шпателя

Со сбрасывателем шпателя для использования с одноразовыми шпателями HEINE



- ✦ Ксенон-галогеновая технология XHL. Направленное освещение ротовой полости и глотки.
- ✦ Световод для лампы. Защита пациента от ослепления.
- ✦ Сбрасыватель шпателя. Отсутствие контакта с использованными шпателями.
- ✦ Только для одноразовых пластиковых шпателей HEINE. Прочно и гигиенично.

Держатель шпателя	2,5 В XHL	3,5 В XHL
Со сбрасывателем шпателя, без рукоятки	B-001.12.305	B-002.12.305
Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL	X-001.88.037	X-002.88.049
Упаковка из 100 одноразовых пластиковых шпателей		B-000.12.304

Держатель шпателя HEINE mini 3000®

Со сбрасывателем одноразовых шпателей HEINE



Можно использовать только с рукоятками mini 3000.

- ✦ Сбрасыватель шпателей. Отсутствие контакта с использованными шпателями после работы.
- ✦ Ксенон-галогеновая технология XHL. Направленное освещение ротовой полости и глотки.
- ✦ Только для одноразовых шпателей HEINE. Прочно и гигиенично.

Держатель шпателя mini 3000	2,5 В XHL
Головка держателя шпателя с лампой, без рукоятки [01]	D-001.74.100
С батарейной рукояткой mini 3000 * и 5 одноразовыми шпателями, с батареями [02]	D-001.74.118
Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL	X-001.88.037
Упаковка из 100 одноразовых пластиковых шпателей	B-000.12.304

* Поставляется в черном или синем цветах. При заказе необходимо отметить предпочтительный цвет. Если вариант цвета не указан, мы поставим инструменты черного цвета.

Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

"

-

"

<http://heine-med.ru/>
info@heine-med.ru

: (495) 902-59-26 .. , (495) 518-55-99

HEINE,

HEINE () -

!

