

<http://heine-med.ru/>

info@heine-med.ru

(495) 902-59-26

(495) 518-55-99

Рукоятки для ларингоскопов HEINE Short F.O. LED и Small F.O. LED

LONG LIFE

Светодиоды с, практически, неограниченным временем работы. Нет необходимости менять лампы.



Современные светодиодные системы освещения. В три раза ярче, чем обычные 3,5 В галогеновые лампы.

CRI 80

Достоверная цветопередача. Все цвета светового спектра отображаются в их естественном состоянии. Красные оттенки сохраняют свою первоначальную интенсивность, что позволяет иметь детальное представление о горле с повышенным контрастом.

Цветовая температура — 5000 К,
Индекс цветопередачи — 80.



Более 13 часов работы. Быстрая зарядка за 2 часа с помощью зарядного устройства новейшего поколения NT300 (начиная с серийного номера SN 101 1000 001 и выше).



Эксклюзивная Fade-Out функция: как только уровень заряда батареи или аккумулятора становится низким, рукоятка автоматически снижает яркость и уведомляет пользователя о необходимости замены батареи или подзарядки рукоятки.



Совместимы со всеми клинками ISO 7376 (зеленый стандарт).

дополнительная информация
на стр. 088–089

LED HQ

LED NOW IN HEINE QUALITY.



Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

" - "

<http://heine-med.ru/>
info@heine-med.ru

127 238, . , . 85
: (495) 902-59-26 ., , (495) 518-55-99

HEINE,

HEINE () -
!
,

