

Сфигмоманометры и стетоскопы

УДАРОПРОЧНЫЕ БЕЗЛАТЕКСНЫЕ СФИГМОМАНОМЕТРЫ

Новая серия инновационных ударопрочных безлатексных сфигмоманометров GAMMA G — это новый стандарт в исполнении, качестве и цене. Функциональный и модный дизайн в комбинации с высококачественным точным манометром и надежной конструкцией гарантирует надежную работу в течение многих лет в любых клинических условиях.



Клинически одобрены.

Серия GAMMA G теперь клинически одобрена Европейским союзом по гипертензии. Протокол аттестации для GAMMA G подтверждает долговременную точность измерения систолического и диастолического давления крови.

Стетоскопы для точной аускультации

Стетоскопы HEINE GAMMA третьей серии идеальны для повседневного использования. Значительное улучшение акустических характеристик повышает точность прослушивания сердечных, легочных и сосудистых шумов.





НОВИНКА

СТЕТОСКОПЫ HEINE GAMMA®

- ✦ **Цельная головка** и идеальный вес стетоскопа исключают побочные шумы вследствие манипуляций и обеспечивают отличный резонанс. Гигиеническое матовое хромированное покрытие.
- ✦ **Бинауральные хромированные металлические трубки.** Индивидуальная настройка.
- ✦ **Высококачественная У-образная трубка** обеспечивает идеальную акустику и воспроизведение звука. Длина 56см.
- ✦ **Без латекса.**
- ✦ **5-летняя гарантия** на материалы и качество изготовления.

Стетоскоп HEINE GAMMA 3.1®

Превосходная акустика



- ✦ **Стетоскоп с цельной плоской головкой.** Головку легко можно разместить под манжетой сфигмоманометра.
- ✦ **Высококачественная мембрана, 44 мм.**
- ✦ **Система с одной трубкой** обладает отличной передачей звука.
- ✦ **Включает ушные оливы** (маленькие/жесткие) для звукоизоляции.
- ✦ **Опция:** ушные оливы большие/мягкие (M-000.09.945).

Стетоскоп GAMMA 3.1

M-000.09.941

Акустический стетоскоп HEINE GAMMA 3.2®

Превосходная акустика



Технические характеристики, как у GAMMA 3.1, но с двойной головкой.

- ✦ **Комбинированная двойная головка** с двумя различными диапазонами частот: высококачественная мембрана с одной стороны и коническая акустическая — с другой.
- ✦ **Высококачественная мембрана, диаметр 44 мм** обеспечивает отличные акустические характеристики и звукопередачу.
- ✦ **Диаметр конуса 30 мм.**

Стетоскоп GAMMA 3.2

M-000.09.942

Акустический стетоскоп HEINE GAMMA 3.3®

Для обследования детей



Технические характеристики, как у GAMMA 3.2.

- ✦ **Благодаря меньшей контактной площади (31 мм)** GAMMA 3.3 идеально подходит для обследования детей.

Стетоскоп GAMMA 3.3

M-000.09.943

Кардиологический стетоскоп HEINE GAMMA C3®

Идеально в кардиологии



- ✦ **Исключительные акустические характеристики.** Идеально передают звуки низкой частоты в кардиологии.
- ✦ **Комбинированная двойная головка** с двумя различными диапазонами частот: высококачественная мембрана с одной стороны и коническая акустическая — с другой.
- ✦ **Идеальная звукопередача и и превосходный контакт** с кожей высококачественной двойной мембраны диаметром 45 мм обеспечивает исключительное качество звука.
- ✦ **Система «две трубки в одной» без латекса.** Конструкция с толстой внешней трубкой для исключения внешних шумов и улучшения звуковой передачи.
- ✦ **Включает ушные оливы** (большие/мягкие) и одну сменную пару (маленькие/жесткие) для звукоизоляции.

Стетоскоп GAMMA C3

M-000.09.944

ООО "МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА"

<http://heine-med.ru/>
info@heine-med.ru

127 238, г. Москва, Дмитровское ш. 85

Телефоны: (495) 902-59-26 многокан., факс, (495) 518-55-99

На нашем сайте Вы можете выбрать медицинские инструменты марки HEINE, которые будут оптимальным образом отвечать поставленной задаче и Вы можете быть уверены в их высоком качестве и надежности.

Если Вы хотите приобрести диагностические инструменты, произведенные специалистами компании HEINE (Германия) - позвоните нам, и мы ответим на все интересующие вопросы, подберем вместе с Вами нужную комплектацию!

