
















Как выбрать офтальмоскоп? Прямые офтальмоскопы HEINE - сравнительная таблица

							
	BETA 200S LED	BETA 200S	BETA 200 LED	BETA 200	K 180	mini 3000	mini 3000 LED
		ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ПРЯМОГО ОФТАЛЬМОСКОПА		ЛУЧШИЙ ОФТАЛЬМОСКОП ПРЕВОСХОДНОГО КАЧЕСТВА	ЭКОНОМИЧНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ОФТАЛЬМОСКОПА BETA 200	КАРМАННЫЙ ВАРИАНТ	КАРМАННЫЙ ВАРИАНТ
 LED NOW IN HEINE QUALITY. LED Светодиодное освещение - светодиод	+		+				+
XHL Ксенон-галогеновое освещение - ксенон		+		+	+	+	
Асферическая	+	+	+	+			
Стандартная					+	+	+
Апертуры							
	*Кобальтовый голубой фильтр *фиксационная звезда с линейкой *большой круг *малый круг *точка * щель * полукруг	*Кобальтовый голубой фильтр *фиксационная звезда с линейкой *большой круг *малый круг *точка * щель * полукруг	*Щель *фиксационная звезда с линейкой *кобальтовый голубой фильтр *большой круг *малый круг *полукруг	*Щель *фиксационная звезда с линейкой *кобальтовый голубой фильтр *большой круг *малый круг *полукруг	*Щель *фиксационная звезда с линейкой *кобальтовый голубой фильтр *большой круг *малый круг	*Большой круг *малый круг *фиксационная звезда с линейкой *полукруг	*Большой круг *малый круг *фиксационная звезда с линейкой *полукруг
Бескрасный» фильтр на все апертуры	+	+	+	+	+	+	+
Диапазон	от -36 до + 38	от -36 до + 38	от -35 до + 40	от -35 до + 40	от -35 до + 40	от -20 до + 20	от -20 до + 20
Количество линз	28	28	27	27	27	18	18
Шаг в одну диоптрию	+	+					
Пыленепроницаемый корпус	+	+	+	+			
Пылезащищенный корпус					+	+	+
Металлическая рама	+	+	+	+			
Профессиональный	+	+	+	+	+		
Компактный						+	+
Рукоятка батарейная BETA XHL 2,5В		+	+	+	+	+	+
Рукоятка перезаряжаемая BETA R XHL 3,5В		+		+	+		
Рукоятка перезаряжаемая BETA TR XHL 3,5В	+	+	+	+	+		
Рукоятка перезаряжаемая BETA NT XHL 3,5В Блок зарядный настольный NT300		+		+	+		
Рукоятка перезаряжаемая BETA L XHL 3,5В Блок зарядный настольный NT300		+		+	+		
Рукоятка перезаряжаемая BETA TR (4USB) XHL 3,5В		+		+	+		
Рукоятка перезаряжаемая BETA 4NT XHL 3,5В Блок зарядный настольный NT4	+	+	+	+	+		